

# Beställningsblankett Phonak CROS / CROS II

## Steg 1 - Beställningsinformation

Audionom:
Telefon/e-post:
Hörcentral:
Patientnamn/Personnr:
Beställningsdatum:

## Steg 2 - Audiogram

Höger:					
Vänster:					
	250	500	1000	2000	4000 Hz

Örat är:  mjukt     normalt     hårt

Erfarenhetsnivå:  nybörjare     erfaren

mycket erfaren

## Steg 3 - Välj sändare till det döva örat

**Bakom-örat sändare**

Phonak CROS 312     CROS H20  
Färg: \_\_\_\_\_

CROS-hållare (hö + vä ingår i leverans)

Hö    Vä    Ange slanglängd 0-3

Phonak CROS-insats   

Utdragstråd

## Steg 4 - Välj mottagare till det bättre örat

**Bakom-örat apparat för Phonak CROS/BiCROS**

Trådlös bakom-örat/CRT/RIC

Modell: \_\_\_\_\_

Färg: \_\_\_\_\_

## I-örat sändare\*

Hö    Vä    Skalstorlek

Phonak CROS 312     ITC     HS     FS

Phonak CROS 13

Färg frontplatta:  beige     tan     kakao     brun

Färg skal:  beige     tan     kakao     brun  
 röd/blå     vit     transparent

Annat:  Utdragstråd     Storlek kan ändras om hörselgången är för liten

## I-örat apparat för Phonak CROS/BiCROS

Trådlös i-örat  
I-örat apparat beställer du på den vanliga beställningsblanketten

Modell: \_\_\_\_\_

Tillval: \_\_\_\_\_

Övrigt: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Beställningen avser:

- Phonak CROS
- Phonak CROS II (endast till Venture)

\* OBS! Vid CROS II kan i-örat sändare endast kombineras med Virto V

# Beställningsblankett Phonak CROS/BiCROS Instruktioner

## Steg 1 - Beställningsinformation

Fyll i alla uppgifter vi efterfrågar och ange önskat leveransdatum.

Ange också ett telefonnummer eller e-post adress där vi kan nå dig, om vi har frågor angående din beställning.

## Steg 2 - Audiogram

Fyll i hörtröskelvärden i audiogramrutan eller bifoga en kopia på aktuellt audiogram.

Önskar du en akustiskt optimerad ventilation (AOV), måste audiogramkopia bifogas.

## Steg 3 - Välj sändare till det döva örat

CROS/BiCROS-sändaren finns i antingen bakom-örat utförande eller i -örat utförande.

Om du ska använda bakom-örat modellen, ska du också välja insatsalternativ. CROS-hållaren är en standardslang, som levereras med varje sändare.

CROS-insatsen är en individuell insats av hård akryl. För detta alternativ krävs att ett avtryck bifogas. Du ska också ange vilken slanglängd du önskar (ljudslang 0-3).

Vill du ha en i-örat sändare väljer du skalstorlek, färg på frontplatta och skalsamt ev utdragstråd.

## Steg 4 - Välj mottagare till det bättre örat

Även här kan du välja mellan bakom-örat apparat och i-örat apparat. Bakom-örat apparaterna som kan användas som CROS/BiCROS är alla trådlösa Spice/Quest/Venture-apparater.

Du kan antingen beställa denna blankett eller enligt era vanliga beställningsrutiner.

Alla trådlösa Spice/Quest/Venture i-örat apparater kan användas för CROS/BiCROS. I-örat apparat beställes på vår vanliga beställningsblankett.

Om du önskar något tillbehör till CROS-systemet, som en fjärrkontroll eller en iCom, kan du beställa det här.

## CROS eller CROS II

Du måste ange om din beställning avser Phonak CROS eller CROS II.

Phonak CROS kan kombineras med alla trådlösa Spice- och Quest- hörapparater.

CROS II kan endast användas till trådlösa Venture-hörapparater.

CROS II i-örat sändare kan endast kombineras med Virto V.

CROS II bakom-örat sändare kan endast användas med Venture bakom-örat apparater.