

Steg 1 - Generell information

Audionom: _____

Beställarid.: _____

Klinik: _____

Kontaktadress: _____


Patientnamn: _____

Kön/ålder: Man Kvinna Ålder: _____

Erfarenhet: Förstagångsanv. Erfaren

Leveransadress: _____

Audiogram:



Steg 2 - Produkt

 Virto M-Titanium
 V H

 Virto M-10 NW O
 V H

 Virto M-312 NW O
 V H

 Virto M-312
 V H

Steg 6 - Alternativ

Förklaring / (S) = Standard = Tillval
För tillval och deras koder, se matrisen på baksidan

Skalstorlek	Minsta möjliga	<input checked="" type="checkbox"/> (S)
	Eget val:	Modell:
Vent.storlek	AOV	<input checked="" type="checkbox"/> (S)
	AOV-0 (Virto M-Titanium)	<input type="checkbox"/>
	Eget val:	Vä: mm Hö: mm
Vaxsystem	Cerustop (CS)	<input checked="" type="checkbox"/> (S)
	Eget val:	Typ:
Kontroller	Standardkontroller	<input checked="" type="checkbox"/> (S)
	EasyPhone & tryckknapp	<input type="checkbox"/>
	EasyPhone utan tryckknapp	<input type="checkbox"/>
	MiniControl utan tryckknapp	<input type="checkbox"/>
	Volymkontroll (VC)	<input type="checkbox"/>
	Telespole	<input type="checkbox"/>
Utdragstråd (RF)	Transparent (21)*	<input checked="" type="checkbox"/> (S)
	Utökad tråd +5 mm (RFE)	<input type="checkbox"/>
Titaniumyta	Extra retention (ERS)	<input type="checkbox"/>
	TV Connector	<input type="checkbox"/>
Tillbehör (Virto M-312)	Phonak Partner Mic™	<input type="checkbox"/>
	Phonak RemoteControl	<input type="checkbox"/>

*Standard till IIC & CIC

Steg 3 - Funktionsnivå

Virto M-Titanium
 M90 M70

Virto M-10 NW O/M-312 NW O/M-312
 M90 M70 M50

Steg 4 - Styrkeklass

Vä: M P SP UP*

Hö: M P SP UP*





Steg 5 - Färger

Skal	Frontplatta
<input type="checkbox"/> 06 Black*	<input type="checkbox"/> 06 Black***
<input type="checkbox"/> 19 White	<input type="checkbox"/> 22 Cocoa
<input type="checkbox"/> 21 Transparent	<input type="checkbox"/> 26 Pink
<input type="checkbox"/> 22 Cocoa	<input type="checkbox"/> 28 Brown
<input type="checkbox"/> 26 Pink	
<input type="checkbox"/> 28 Brown	
<input type="checkbox"/> R/B Red/Blue	
<input type="checkbox"/> UO Titanium gray**	

*Bara till Virto M-312 riktmik **Bara till Virto M-Titanium
***Inte till Virto M-312 NW O

Specialinstruktioner

Kombinationsmatris

		Virto M-Titanium	Virto M-10 NW O	Virto M-312 NW O	Virto M-312
					
Skalstorlek		IIC, CIC	IIC, CIC, M, C, HS, FS	M, C, HS, FS	HS, FS
Tryckknapp	Standard	Ingen tryckknapp (PX)	Tryckknapp (PM1)	Ingen tryckknapp (PX)	Tryckknapp (PM1)
	Tillval	Tryckknapp (PM1)	Ingen tryckknapp (PX)	Tryckknapp (PM1)	-
Volymkontroll	Standard	-	Ingen VC (VCX)	Ingen VC (VCX)	Ingen VC (VCX)
	Tillval	-	Digital VC (VC3)	Digital VC (VC3)	Digital VC (VC3)
Telespole	Standard	Ingen telespole (TX)	Ingen telespole (TX)	Ingen telespole(TX)	-
	Tillval	Telespole passiv (TP)	Telespole passiv (TP) (inte möjligt tillsammans med VC)	Telespole passiv (TP) inte möjligt tillsammans med VC)	-
Magnetisk omkopplarfunktion	Standard	MiniControl (DT5)	EasyPhone (DT4)	EasyPhone (DT4)	-
	Tillval	EasyPhone (DT6)	MiniControl (DT3) Ingen magnetomkoppl.(RX)	Ingen magnetomkopplare (RX)	-
Vaxsystem	Standard	Cerustop (CS)	Cerustop (CS)	Cerustop (CS)	Cerustop (CS)
	Tillval	-	HF3 (H3) HF4 (H4) Förlängd ht-slang (ER) Inget vaxsystem (X)	HF3 (H3) HF4 (H4) Förlängd ht-slang (ER) Inget vaxsystem(X)	HF3 (H3) HF4 (H4) Förlängd ht-slang (ER) Inget vaxsystem (X)
Utdragstråd	Standard	Transparent utdragstråd (RF)*	Transparent utdragstråd (RF)*	-	-
	Tillval	-	Transparent utdragstråd (RF)	Transparent utdragstråd (RF)	Transparent utdragstråd (RF)

*IIC & CIC kommer som standard med utdragstråd

Information

Ventilationsalternativ

AOV = Akustiskt Optimerad Vent. Phonak bestämmer vent-diameter och typ i relation till audiogram/örats anatomi/återkopplingshantering och behov av lågfrekvensförstärkning. Detta är den rekommenderade venttypen.

AOV-O = Akustiskt Optimerad Vent-Open. Denna vent är mer öppen och rekommenderas för förstagångsanvändare och de som är känsliga för ocklusion.

Avtryck

Rekommendation för djupa avtryck:

- Använd EasyView Otoblock
- Använd Dreve Otoform A softX 25 shore A (#29 56) eller liknande
- Fyll alltid hela conchan med massa
- Antitragus måste vara synlig